

PROCEDURA 1:

Da questo momento inizia la sua prova pratica che consisterà in una successione di 3 prove da svolgersi in un tempo massimo di 20 minuti totali effettivi. Tutte le procedure devono essere effettuate come se il lavoro venisse svolto all'interno di uno stabulario SPF.

La prima prova consiste nel trasferimento di un gruppo di animali da una cassetta sporca ad una nuova cassetta pulita.

PROCEDURA 2:

Le consegnerò una gabbia con un topo: dovrà simulare una iniezione intraperitoneale. Essendo una simulazione, l'ago della siringa rimarrà coperto ma questo dovrà essere appoggiato al ventre dell'animale come se fosse in atto la reale procedura.

PROCEDURA 3:

La terza e ultima prova consiste nel sessaggio di una cucciola di animali che ora le consegnerò.

Oltre alla gabbia contenente i topi, se necessario potrà utilizzare una cassetta pulita di appoggio.

Dopo aver sessato i cuccioli, dovrà comunicare alla commissione il numero di maschi e di femmine presenti nella nidiata.